

肠沙门氏菌肠亚种肠炎血清型 *Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis*
CICC 21513

➤ 菌种描述

- ✧ 菌种编号: CICC 21513
- ✧ 中文名称: 肠沙门氏菌肠亚种肠炎血清型
- ✧ 拉丁名称: *Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis*
- ✧ 原始编号: SC0404034
- ✧ 收藏时间: 2007/3/5
- ✧ 模式菌株: 否
- ✧ 生物危害程度: 三类
- ✧ 参考用途: 研究、质量控制, 《GB 4789.4-2010沙门氏菌检验》阳性对照菌株。
- ✧ 分离基物: 冻夏威夷贝

➤ 培养条件

- ✧ 培养基: 0002 营养肉汤琼脂 (Nutrient Agar)
- ✧ 培养温度: 36 °C
- ✧ 需氧类型: 好氧
- ✧ 培养时间: 一般细菌1-2天, 酵母3天, 霉菌5-7天, 大型真菌 7-10天

➤ 储存条件

- ✧ 产品形式: 冻干管或斜面培养物
储存条件: 2°C ~ 8°C 冷藏
- ✧ 产品形式: 冻干西林瓶
储存条件: -18°C ~ -33°C 冷冻

➤ 菌种证明 (COA)

- ✧ 对于菌种特定批次的检测结果, 可在“用户支持-下载中心”下载COA。

➤ 注意事项

- ✧ 请按推荐方式储存和使用菌种, 应保证菌种的安全存储和操作。
- ✧ 试管斜面菌种请尽快转接, 不建议长期存放。
- ✧ 初次使用请按本说明书推荐条件复活培养, 如使用其它培养条件造成菌种不活等损失, CICC不负责任。
- ✧ CICC产品售后服务期为收到菌种之日起, 20个工作日内。
- ✧ 与菌种相关的其它信息请参阅CICC网站(www.china-cicc.org)。

➤ 法律免责

- ✧ 详见生物材料提供和利用协议书 (MTA)。



公众号: CICC菌种平台
中国工业微生物菌种保藏管理中心 (CICC)

📍 地址: 北京市朝阳区酒仙桥中路24号院6号楼 (100015)

☎ 电话: 010-53218300

✉ 邮箱: sales@china-cicc.org

🌐 网址: www.china-cicc.org

