

## 0367 谷氨酸发酵菌培养基

牛肉浸粉	10.0 g
蛋白胨	10.0 g
NaCl	5.0 g
琼脂	20.0 g
蒸馏水	1000.0 mL
pH	7.2

以上成分121℃，灭菌15 min。液体培养基不加琼脂。推荐使用成品培养基代替。



公众号：CICC菌种平台

中国工业微生物菌种保藏管理中心（CICC）



地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院6号楼（100015）



电话：010-53218300



邮箱：sales@china-cicc.org



网址：www.china-cicc.org